

Základní informace

Trysková mřížka "Rázová vlna" je další speciální příslušenství hydromasážní sprchy Alexejeva. Sprcha Alexejeva byla oceněna stříbrnou medailí na mezinárodní výstavě vynálezů v roce 2005.

Práva na výrobu jsou chráněná patentem a licenční smlouvou. **ZAŘÍZENÍ VYRÁBÍ POUZE VĚDECKO-VÝROBNÍ SPOLEČNOST ГИДРИАТИКА.**

Identifikace výrobku

Hydromasážní nástavec sprchy Alexejeva je určen k provádění hydromasážních procedur, které jsou doporučovány při radě onemocnění. Výrobek je určen k použití jak v domácnostech, tak i v léčebných a lázeňských zařízeních. Použití výrobku k hospodářským a výrobním účelům je také možné, avšak pouze při maximálním tlaku vody nepřevyšujícím 5 atm. Buďte opatrní při nastavování tlaku vody, při příliš vysokém tlaku nelze vyloučit případné poruchy horní matice.

Obsah komerčního balení

1. Doplnková trysková mřížka k hydromasážní sprše Alexejeva se 7 tryskami – 1ks
2. Těsnění – 1ks
3. Návod

Technické údaje

- konstrukce trysek – tvar složený z konoidálních ploch
- průměr přívodních otvorů - 5mm, výstupní – 1,2 mm, délka - 14 mm
- počáteční rychlost paprsků vody je 20 -30 m/s (72 – 108 km/h)
- maximální průtokový koeficient je $\mu=0,99$

Výrobce si vyhrazuje právo na konstrukční změny, které nezhorší kvalitativní ani provozní ukazatele výrobku.

Výměna tryskové mřížky

Pro **výměnu** tryskových mřížek je třeba odšroubovat převlečnou upevňovací matici a vyjmout vsazenou tryskovou mřížku. Mřížku nejlépe a nejrychleji vyjmete tak, že dlaní lehce obejmete sprchovou hlavici a použijete slabý proud vody, kterým se mřížka uvolní a vypadne Vám do dlaně. Nezapomeňte sundat průhledný silikonový těsnicí kroužek z vypadlé tryskové mřížky a nasadit ho na druhou mřížku, kterou chcete ve sprchovém nástavci použít (těsnicí kroužek se nasazuje na vnitřní stranu tryskové mřížky). Někdy se stane, že trysková mřížka vypadne ze sprchy bez průhledného silikonového kroužku, který zůstane ve sprchové hlavici sprchového nástavce. V takovém případě je **ZCELA NEZBYTNÉ** sprchový kroužek prsty ze sprchové

hlavice vyjmout a nasadit na druhou mřížku před jejím umístěním do sprchového nástavce!
Nakonec zašroubujte převlečnou upevňovací matici.

POZOR! Nejdříve zapněte na baterii režim sprchování a teprve potom postupně pouštějte vodu. Předejdete tak hydrodynamickému rázu, který může způsobit i přetržení sprchové hadice.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Chronickou degenerativně-dystrofickou nemocí trpí až 86% dospělých. Mezi sportovci je toto číslo ještě vyšší, protože jednostranná zátěž přináší problémy spojené s poraněním svalů, vazů a kloubů. Syndrom karpálního tunelu, tenisový loket, artritida - o těchto nemocech už dnes ví každý člověk po třicítce. Celulitida děsí každou ženu.

Použití rázové vlny je účinný způsob jak léčit tyto nemoci. Rázová vlna je akustickou vlnou, která přináší vysokou energii do bolestivých míst. Tato energie urychluje proces hojení, regenerace šlach a měkkých tkání. Rázová vlna snižuje bolesti, zlepšuje prokrvení tkání. S pomocí tryskové mřížky rázová vlna docílíte stejného efektu.

Hydromasáž touto tryskovou mřížkou poskytuje jak okamžité zlepšení, tak i dlouhodobé účinky.

Při prvním použití by mohlo dojít k pocitu lehké bolestivosti, podobně jako je tomu při masáži. Postupně tento pocit mizí po několika použitích.

Indikace terapie rázovou vlnou:

- ortopedické problémy (patní ostruha, tenisový loket, zranění kostí, vazů, svalů, bolest Achillovi šlachy, umělé klouby, ploché nohy atd.);
- neurologická onemocnění
- celulitida (stehna, břicho, předloktí);
- otoky a lokální tuková ložiska;
- stavy po traumatech nebo chirurgických operacích ;
- ochablost, ztráta barvy (tonus) kůže
- přebytek kůže na stehnech, hýždích, v předloktí (například po náhlé ztrátě hmotnosti);

Kromě toho je terapie rázovou vlnou:

- efektivní v období obnovy po liposukci neboť urychluje hojení;
- ovlivňuje efekt lymfodrenáže (stimuluje lymfatický tok);
- předchází nemocem, posiluje krevní cévy a zlepšuje krevní oběh.

Kontraindikace: kardiostimulátor, nádory v postižené oblasti, infiltrace v postižené oblasti, těhotenství, věk do 16 let.

Záruční podmínky a doporučené postupy používání a údržby

V České republice platí pro tryskovou mřížku „lymfomasáž“ prodloužená záruční doba - 3 roky!

Záruka se nevztahuje a prodejce má právo odmítnout opravu či výměnu výrobku v záruční době z následujících důvodů:

1. Přítomnost mechanického poškození.
2. Porucha, která byla zaviněna nesprávným používáním, působením ohně nebo vysokých teplot.
3. Neoprávněné změny v konstrukci výrobku.
4. Použití koncentrovaných chemických látek k čištění některé z částí sprchy
5. Použití tryskové mřížky do jiné sprchové hlavice než sprchy Alexejeva

Používáním filtru k čištění vody výrazně prodloužíte životnost výrobku.

Při používání sprchového nástavce delší dobu se (zvláště v místech se zvýšenou tvrdostí vody) objeví vápencový sediment. V takovém případě nástavec vyčistěte. K tomu je potřeba vyjmout tryskovou mřížku a těsnicí kroužek. Následně ponořte tryskovou mřížku zcela na několik hodin do 5-9% roztoku kyseliny octové, případně jiného čistícího prostředku keramických výrobků. Následně vložte mřížku s těsnicím silikonovým kroužkem zpátky do sprchového nástavce a vypláchněte ji proudem vody. V rámci prevence doporučujeme čištění opakovat periodicky jednou za dva měsíce.

Výrobek se nesmí čistit prostředky s obsahem abrazivních materiálů (písek, pasta nebo prášek s abrazivním obsahem atd.), s obsahem koncentrovaných chemických látek (kyseliny nebo zásady).

Zabraňte kontaktu výrobku s ostrými předměty.

Zabraňte pádu výrobku z výšky větší než 1 metr.

Upozornění:

Používejte tryskovou mřížku podle výše uvedených instrukcí. Výrobce ani dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví či majetku způsobené výrobkem používaným v rozporu s obvyklým použitím sprchovacího zařízení.

Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně používání sprchy Alexejeva, obraťte se na svého lékaře! Bez konzultace s Vaším lékařem nemějte užívání předepsaných léků nebo léčebné postupy!

Pozor na přímé zasažení očí sprchou Alexejeva!

Osoby mladší 18-ti let by měly používat tento produkt pod dohledem dospělé osoby.

V případě dalších dotazů kontaktujte výhradního dovozce pro Českou republiku, společnost CZ BMI, s.r.o.

Tento návod je aktuální v době svého vzniku, vyhrazujeme si právo úpravy stávajícího textu na našich webových stránkách dle získaných aktuálních informací.